



床ずれ防止用具

介護保険レンタル対象品

次のいずれかに該当するものに限る

- 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
- 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

特殊寝台・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフトつり具

床ずれ防止用具の選び方

床ずれ防止用具は床ずれができてから選ぶものではありません。床ずれにならないように「床ずれを防止」するための用具です。

使用者の状態や床ずれのステージを把握し、用具の選定を行いましょう。

使用者の状態	使用者の床ずれステージ						
	予防 床ずれができていないが、できる可能性があり(骨突出など) 早期予防の状態	ステージⅠ 指で押しても白くならない紅斑。局所的に熱感がみられる場合もある。	ステージⅡ 表皮はく離、水疱、浅い損傷などの皮膚損傷。表皮と真皮の一部を含む。	ステージⅢ 深いクレータ状の全層に至る皮膚損傷。筋膜には達していない。	ステージⅣ 組織の破壊が見られる深い全層にわたる皮膚損傷。筋肉、骨等に及ぶ。		
体位変換	できる					ケアリラックス P20	
						ナッソー P20	
						ブレイラ P20	
						ディンプルマットレス P21	
						アルファブラフ P21	
						プライムレボ P21	
	できない						ステージア P22
							エアマスターネクサス P22
							グランデ P22
							オスカー P23
							ビッグセルインフィニティ/プラス P23
							クレイド P23

本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談ください。

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連(18ページ)をあわせてご利用ください。

特殊マットレス



早期の予防のために

グリーンケア
オリジナル

ケアリラックス

日本ケアサブライ

●ベッドに直接設置可能



ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを解消した新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (RLX-910)	13-5400-1	00614-000003
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm		重さ：7.6kg
サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅ショート (RLX-910ショート)	13-5404-1	00614-000003
サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm		重さ：7.3kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 (RLX-830)	13-5399-1	00614-000003
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm		重さ：7kg
材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布（抗菌・防水）、 内カバー：ポリエステルサテン、マット：ポリウレタンフォーム		


月極レンタル価格 円 ご利用者負担額 円

早期の予防のために


ナッソー

モルテン

●ベッドに直接設置可能



長時間維持する優れた体圧分散性能とベッド背上げ時の苦しさを解決したマットレス。



3層のウレタンが背上げの動きに合わせてスライドし、背上げ時の背中にかかる苦しさを低減します。

※本製品はスライド構造による背抜き効果のため、頭側カバー内に空間を設けています。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MNS91)	13-5347-1	00054-000091
サイズ：幅 91 × 全長 196 (内部マット 186) × 厚さ 13cm		重さ：10.5kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 (MNS83)	13-5346-1	00054-000091
サイズ：幅 83 × 全長 196 (内部マット 186) × 厚さ 13cm		重さ：9.5kg
材質/カバー：ウレタン合皮（防水仕様）、マット：ウレタンフォーム		


月極レンタル価格 円 ご利用者負担額 円

早期の予防のために

ブレイラハイブリッド・ケアマットレス

G.REST

●ベッドに直接設置可能



天然ラテックス

被験者/身長約 160cm、体重約 53kg、BMI 値約 20.7
測定器/タカノ株式会社製 FSA 圧力分布測定装置

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (BR-HM-910R)	13-5396-1	01149-000015
サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm		重さ：13.5kg
材質/カバー：(通気面) ポリエステル、(防水面) ナイロン、マット：天然ラテックス		

月極レンタル価格 円 ご利用者負担額 円

※しみや汚れ、タバコのごげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連 (18 ページ) をあわせてご利用ください。

特殊マットレス

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ


移動用リフトつり具

早期の予防のために


ディンプルマットレス

テープ


●ベッドに直接設置可能



圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。



反力を軽減



被験者/身長約 155cm、体重約 50kg、BMI 値約 20.8
測定器/ ABW 社製 ERGO CLASSIC

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 (CR-541)	13-5422-1	00206-000070
サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm		重さ：6.6kg
材質/カバー：(上面側面)ポリウレタンラミネート加工布、(下面)ナイロンオックス		
マット：(1、2層目面)ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目)高硬度ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

低体重の方の床ずれ防止に


アルファプラF 撥水・防水

タイカ


●ベッドに直接設置可能



独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。



従来品 アルファプラF



サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MB-FW1R)	13-5455-1	00563-000059
サイズ：幅91×全長195×厚さ13cm		重さ：9.5kg
材質/マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

エアマットレス

床ずれには早めの対応を

プライムレボ

モルテン

●下にマットレスを設置



縦と横方向の圧切替を同時に行うツイストライン形状により、優れた体圧分散性能と体位変換時の安定感を両立。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MPRV91)	13-5309-1	00054-000048
サイズ：幅91×全長191×厚さ10cm		マット重さ：4.3kg
83cm幅 (MPRV83)	13-5308-1	00054-000048
サイズ：幅83×全長191×厚さ10cm		マット重さ：3.8kg
材質/カバー：ウレタン合皮+ナイロン(透湿性+防水性)、マット：ウレタンフィルム		
消費電力：7w、1日約2.8円		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位 臀部の最大時接触圧を表しています (単位：mmHg)。被験者/身長 160cm、体重 53kg、BMI 値 20.7 測定器/ XSENSOR 社製 XSENSOR@


エアマットレス

早期の予防段階から使えるエアマットレス

ステージア

モルテン

●ベッドに直接設置可能



マイクロエアセルとその動きに連動するウレタンフォームを配置し、体圧分散性能と除圧性能、寝心地の良さや寝返りのしやすさを向上させました。



リモコン

体圧分散式マットレスに求められる重要な6つの特性(体圧分散性能、除圧性能、寝心地、座位安定性、ムレ対策、ひえ対策)を備えたエアマットレスです。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MSTA91)	13-5410-1	00054-000115
サイズ: 幅91×全長193×厚さ13cm		マット重さ: 11kg
91cm幅ショート (MSTA91S)	13-5412-1	00054-000115
サイズ: 幅91×全長182×厚さ13cm		マット重さ: 10.5kg
83cm幅 (MSTA83)	13-5409-1	00054-000115
サイズ: 幅83×全長193×厚さ13cm		マット重さ: 10kg
材質/カバー: ウレタン合皮、マット: (マイクロエアセル) ウレタンフィルム (フィッティング層・底着き防止層) 高耐久ウレタンフォーム		
消費電力: 54W、1日約5.3円		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

早期の予防段階から使えるエアマットレス

エアマスターネクサス

ケーブ

●ベッドに直接設置可能



早期予防から重度まで幅広い療養者や状態の変化にも対応する高機能エアマットレス。ムレ対応換気機能、災害対策・安全対策機能、リハビリモード付き。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 (CR-610)	13-5311-1	00206-000067
サイズ: 幅90×全長191×厚さ13cm		マット重さ: 8.1kg
84cm幅 (CR-600)	13-5310-1	00206-000067
サイズ: 幅84×全長191×厚さ13cm		マット重さ: 7.5kg
材質/カバー: ポリウレタンフィルム、ラミネート加工布 (抗菌、防水)、エアセル: ウレタンフィルム、表面シボ加工 (抗菌)		
消費電力: 12w、1日約2.4円		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

身体状況に合わせた最適な床ずれ対策をしたい方に

グランデ

モルテン

●ベッドに直接設置可能



身体状況や転落対策の必要性に応じて厚さも自動的に切り替わります。(18cm⇄13cm)

アセスメント&フィッティングモード

できない	かなり稀	あり	あり	あり	あり	かなり多い
とっつきもない	稀	なし	なし	なし	なし	多い
できる	ふつう	なし	なし	なし	なし	ふつう
寝返り	体型	足の歪み	むくみ	痛み	床ずれ	発汗

7つの項目で利用者の身体状況を判定・入力すると、マットレスの「かたさ」「動作」「厚さ」「除湿レベル」が自動的に設定されます。

エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MGR91)	13-5331-1	00054-000071
サイズ: 幅91×全長191×厚さ18/13cm		マット重さ: 6.2kg
83cm幅 (MGR83)	13-5330-1	00054-000071
サイズ: 幅83×全長191×厚さ18/13cm		マット重さ: 6.0kg
材質/カバー: ウレタン合皮+ナイロン (透湿性+防水性)、マット: ウレタンフィルム		
消費電力: 1日約3.5円		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

エアマットレス

さまざまな身体状況の方に対応

オスカー

モルテン

●ベッドに直接設置可能



体位変換機能



体圧分散式マットレスに求められる8つの特性（体圧分散性能、除圧性能、ずれ力対策、寝心地、座位安定性、ムレ対策、ひえ対策、体位変換）を備えたエアマットレスです。

リモコン

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MOSC91)	13-5466-1	00054-000137
91cm幅ショート(MOSC91S)	13-5468-1	00054-000137
サイズ：幅91×全長193 (ショート182) ×厚さ17cm		マット重さ：13.5kg (ショート13kg)
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 (MOSC83)	13-5465-1	00054-000137
83cm幅ショート(MOSC83S)	13-5467-1	00054-000137
サイズ：幅83×全長193 (ショート182) ×厚さ17cm		マット重さ：12kg (ショート11.5kg)
材質/カバー：ウレタン合皮、マット：ウレタンフィルム フィットニング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム		
消費電力：58W、1日約1.5~5.5円		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

自動対応する高機能エアマットレス

ビッグセルインフィニティ
ビッグセルインフィニティプラス

ケーブ

●ベッドに直接設置可能



ビッグセルインフィニティプラス

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。インフィニティプラス専用パッドがエアマットレス内部のひえを防ぎます。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 (CR-555)	13-5445-1	00206-000074
サイズ：幅90×全長191×厚さ17cm		マット重さ：8.6kg
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
サイズ	商品番号	TAISコード
プラス90cm幅 (CR-565)	13-5471-1	00206-000076
サイズ：幅90×全長191×厚さ17 (足元のみ18) cm		マット重さ：9.6kg
材質/カバー：ポリウレタンフィルムラミネート加工防水・制菌・防災・透湿)、エアセル：ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)		
消費電力：(インフィニティ)12W、1日約2.4円、(インフィニティプラス)40W、1日約9.7円		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

ご自分で寝返りがうてない方に

クレイド

モルテン

●ベッドに直接設置可能



自動体位変換機能



体圧分散性能にすぐれ、自動体位変換機能と体位保持機能もあわせ持つ高機能エアマットレス。ムレ環境を改善する除湿機能付き。



エアポンプ表示

☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MCRD91A)	13-0309-1	00054-000031
サイズ：幅91×全長191×厚さ16~33cm		マット重さ：7.9kg
サイズ	商品番号	TAISコード
☎ 83cm幅 (MCRD83A)	13-0308-1	00054-000031
サイズ：幅83×全長191×厚さ16~33cm		マット重さ：7.5kg
材質/カバー：ウレタン合皮+ナイロン (透湿性+防水性)、マット：ウレタンフィルム		
消費電力：25w、1日約6円		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円