

# 手すり

介護保険レンタル対象品  
取付に際し工事を伴わないものに限る

## 手すりの選び方


手すりの目的は立ち上がりの補助と移動の補助です。使用場所によりさまざまな種類がありますが、手すりを押して立ち上がるか、引っ張って立ち上がるかの確認をするようにしましょう。また移動に使用する場合には手すりの高さは基本的には手首の位置付近になり

ますが、バランスが不安定な方の場合には、少し高めの方が安定することがあります。福祉用具専門相談員や理学療法士、作業療法士とよく相談をするようにしましょう。

## バディー<sup>ワン</sup>I シリーズ

### モルテン


工事は不要！天井と床を突っ張らせてしっかりと固定するので、安定感があります。立つ・座るなどの昇降動作（身体を上下させる動作）をサポートします。



居室・廊下での歩行支援に



ベッドでの離床支援に



天井の梁をしっかりと保持するため安定感抜群のストップパーです。

十字型ストップパーでは設置が難しい壁際に寄せて設置する場合のストップパーです。

十字型ストップパーやI型ストップパーでは設置が難しい、天井の隅(角)に寄せて設置する場合のストップパーです。

梁がある天井であれば、洋室・和室問わず設置できます。※垂直以外（横や斜め）の設置、お風呂など水気のある場所や屋外では設置できません。


商品名	商品番号	TAISコード
<b>バディーI</b>	27-6323-1	00054-000054
使用できる天井の高さ：2.1～3.2m		手すり部直径：3.65cm
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>バディーI I型</b>	27-6562-1	00054-000054
使用できる天井の高さ：2.1～3.2m		手すり部直径：3.65cm
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>バディーI 丸型</b>	27-6561-1	00054-000054
使用できる天井の高さ：2.1～3.2m		手すり部直径：3.65cm
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

## バディーI オプション

## クロスバー

### モルテン

バディーIをクロスバーで連結することにより、部屋から部屋への移動、廊下の移動をより安全に行うことができます。



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

商品名	商品番号	TAISコード
<b>固定式1.2m</b>	27-6344-1	00054-000060
<b>固定式1.6m</b>	27-6345-1	00054-000060
<b>固定式2.0m</b>	27-6346-1	00054-000060
にぎり手直径：3.5cm		取付け金具つき
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>跳ね上げ式1.2m</b>	27-6326-1	00054-000059
<b>跳ね上げ式1.6m</b>	27-6343-1	00054-000059
<b>跳ね上げ式2.0m</b>	27-6327-1	00054-000059
にぎり手直径：3.5cm		取付け金具つき
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円



パディー I オプション

L型サイドバー

モルテン


L型サイドバー90

段差の目安：10cm以下



L型サイドバー45

段差の目安：10~36cm



玄関など段差のある場所での立ち座りをサポートします。




【ご注意】必ずパディー I 下部に丸型ストッパーを設置してください。

商品名	商品番号	TAISコード
<b>L型サイドバー90</b>	27-6365-1	00054-000065
段差：10cm以下	にぎり手直径：3.5cm	重さ：3.1kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額
		円

商品名	商品番号	TAISコード
<b>L型サイドバー45</b>	27-6366-1	00054-000066
段差：10~36cm	にぎり手直径：3.5cm	重さ：3.5kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額
		円

サイドバー

モルテン




立ち座りや寝返り動作をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6325-1	00054-000055
にぎり手直径：4 × 2.8cm (だ円)	重さ：0.65kg
月額レンタル価格	円
	ご利用者負担額
	円

丸型サイドバー

モルテン



手すりを握れない方でも手のひらや肘でからだを支えられます。

商品番号	TAISコード
27-6364-1	00054-000064
	重さ：1.5kg
月額レンタル価格	円
	ご利用者負担額
	円

【ご注意】必ずパディー I 下部に丸型ストッパーを設置してください。

丸型ストッパー

モルテン



滑りやすい床や、天井の隅(角)に寄せて設置する場合に。

商品番号	TAISコード
27-6347-1	00054-000061
直径：25cm	重さ：0.7kg
月額レンタル価格	円
	ご利用者負担額
	円

【ご注意】設置前に取付け部の天井強度を必ず確認してください。

立位保持パッド

モルテン



もたれかかすることで立位を保持するクッション材です。

商品番号	TAISコード
27-6384-1	00054-000067
サイズ：長さ50 × 直径12cm	重さ：0.5kg
月額レンタル価格	円
	ご利用者負担額
	円

特殊寝台・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品


スロープ

移動用リフトつり具

## たちあっぷ CKA-01 / CKA-02

矢崎化工

布団・ベッドからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。



CKA-01

CKA-02

単位：cm

※サポートベルトもご用意しております。お問い合わせください。

いすの立ち座りに



布団からの離床支援に




商品名	商品番号	TAISコード
<b>たちあっぷ CKA-01</b>	27-6329-1	00055-000071
にぎり手直径：3.2cm		重さ：11.7kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>たちあっぷ CKA-02</b>	27-6330-1	00055-000072
にぎり手直径：3.2cm		重さ：15.5kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

## たちあっぷ CKA-03 / CKA-04

矢崎化工

ベッドやいすからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。



CKA-03

CKA-04

単位：cm

※サポートベルトもご用意しております。お問い合わせください。

ベッドでの離床支援に



商品名	商品番号	TAISコード
<b>たちあっぷ CKA-03</b>	27-6331-1	00055-000073
にぎり手直径：3.2cm		重さ：15.4kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>たちあっぷ CKA-04</b>	27-6332-1	00055-000074
にぎり手直径：3.2cm		重さ：16.0kg
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

### たちあっぷオプション

## ベットでとまるくん

矢崎化工

たちあっぷの安定性をさらに向上させます。左右両側で1セット。



L字型

CKA-CA



ベットでとまるくん  
L字型使用例


※電動ベッドとの併用はできません。  
※ベットでとまるくんはオプションで取り付けるたちあっぷによりTAISコードが変わります。  
CKA-01:00055-000075 / CKA-02:00055-000076 / CKA-03:00055-000077 / CKA-04:00055-000078

☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

商品名	商品番号	TAISコード
<b>ベットでとまるくん (L字型)</b>	27-6477-1	※参照
サイズ：長さ17.8×幅8.5cm (片側のみの寸法)		高さ：13.1cm (片側のみの寸法)
取付可能範囲：ベッド下 2.5 ~ 34cm		重さ：556g (セットでの重さ)
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>ベットでとまるくん CKA-CA</b>	27-6339-1	※参照
サイズ：長さ17.5×幅8cm (片側のみの寸法)		高さ：4cm (片側のみの寸法)
取付可能範囲：ベッド下 5.5 ~ 25cm		重さ：約 300g (セットでの重さ)
月額レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

## バディーⅡ〈座位用〉

モルテン



### ベッドでの離床支援に




ベースフレームの上にベッドや椅子の脚部を置いて、離床動作や立ち座り動作を支援します。

商品番号 27-6341-1 にぎり手直径：2.8cm	TAISコード 00054-000057 重さ：11.5kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

## バディーⅡ〈床用〉

モルテン



### 布団からの離床支援に




ベースフレームの上に布団や座布団などを置いて、離床動作や立ち座り動作を支援します。

商品番号 27-6324-1 にぎり手直径：2.8cm	TAISコード 00054-000056 重さ：11kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

## バディーⅣ

モルテン



### 玄関での立ち座りに



### 台所での立位保持に




立った姿勢の保持や立つ・座るなどの昇降動作をサポートします。

商品番号 27-6367-1 にぎり手直径：3.5cm	TAISコード 00054-000068 重さ：15.2kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

## バディーⅤ

モルテン



### 居室・廊下での移動に



廊下や室内に置ただけで歩行動作を支援します。

商品名	商品番号	TAISコード
<b>1.8mタイプ</b>	27-6368-1	00054-000069
にぎり手直径：3.5cm		重さ：26.5kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額
円		円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>1.4mタイプ</b>	27-6369-1	00054-000069
にぎり手直径：3.5cm		重さ：26.0kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額
円		円

状況に応じて2台組み合わせることもできます。

## あがりかまち用たちあっぷステップ台無し CKE-01-1 / CKE-02-1

矢崎化工

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポートします。



単位：cm

※ステップ台もご用意しております。お問い合わせください。



商品名	商品番号	TAISコード
<b>CKE-01-1 (両手すり)</b>	27-6538-1	00055-000109
にぎり手直径：3.2cm		重さ：32.8kg
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>CKE-02-1 (片手すり)</b>	27-6539-1	00055-000110
にぎり手直径：3.2cm		26.9kg
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

## あがりかまち用たちあっぷ CKE-03 / CKE-04

矢崎化工

玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかま치의昇降をサポートします。



単位：cm



商品名	商品番号	TAISコード
<b>CKE-03 (両手すり)</b>	27-6497-1	00055-000107
にぎり手直径：3.2cm		重さ：31.8kg
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
<b>CKE-04 (片手すり)</b>	27-6536-1	00055-000108
にぎり手直径：3.2cm		重さ：26.4kg
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

トイレ用手すり トイレでの立ち座りに

## 洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

パナソニックエイジフリーライフテック

NEW



脚部が出ていないので、トイレにスムーズに近づくことができます。後方にスライドさせたひじ掛けが残るので安心安全に移乗できます。ひじ掛けが後方にスライドしているので、移乗時にじゃまになりません。



商品番号	TAISコード	
27-6633-1	00980-000191	
サイズ：幅 65 × 奥行 45cm	ひじ掛け高さ：58 ~ 74cm (9段階)	
ひじ掛け長さ：33cm 重さ：8.5kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

トイレ用手すり トイレでの立ち座りに

### 安寿洋式トイレ用フレームS-はねあげR-2

アロン化成

NEW



ひじ掛けが長く、立ち上がり動作がしやすくなります。

足もとがすっきりし、立ち上がり時にじまになりにくい本体フレームです。プラスチック製ひじ掛けタイプの先端はにぎりやすい形状になっています。

商品名	商品番号	TAISコード
<b>木製ひじ掛けタイプ</b>	27-6625-1	00221-000450
サイズ：幅65×奥行55cm		ひじ掛け高さ：55~70cm
ひじ掛け長さ：40cm		重さ：9.8kg

月極レンタル価格	円	ご利用者負担額	円
----------	---	---------	---

商品名	商品番号	TAISコード
<b>プラスチック製ひじ掛けタイプ</b>	27-6626-1	00221-000451
サイズ：幅65×奥行55cm		ひじ掛け高さ：55~70cm
ひじ掛け長さ：40.5cm		重さ：9.8kg

月極レンタル価格	円	ご利用者負担額	円
----------	---	---------	---

### 安寿洋式トイレ用フレームS-はねあげR

アロン化成



ひじ掛けのはねあげ機能が必要な時は、

ひじ掛けストッパーをかけることより安心してお使いいただけます。

商品番号	TAISコード
27-6431-1	00221-000343
サイズ：幅64×奥行50cm	
ひじ掛け高さ：55・58・61・64・67・70cm (6段階)	
ひじ掛け長さ：35cm	
重さ：約9kg	

月極レンタル価格	円	ご利用者負担額	円
----------	---	---------	---

### 安寿洋式トイレ用フレーム SUS-45

アロン化成



立ち座りをサポートする手すりを簡単に設置できます。

商品番号	
27-6316-1	
TAISコード	
00221-000236	
サイズ：幅70×奥行47cm	
ひじ掛け高さ：55・58・61・66・71cm (5段階)	
ひじ掛け長さ：30cm	
重さ：約6.4kg	

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---

### 安寿ポータブルトイレ用フレームささえ

アロン化成



ひじ掛けは冷たくなく、すべりにくいソフトな感触です。ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささええます。

商品番号	
27-0302-1	
TAISコード	
00221-000054	
重さ：8kg	

月極レンタル価格	円
----------	---


ご利用者負担額	円
---------	---

※設置可能トイレ/  
幅51.5cm以下、奥行54cm以下

#### バディーⅦ オプション

### バディーⅦ

モルデン



手すりの位置をトイレ内の環境に応じて左右どちらにも変更できます。



商品番号	
27-6383-1	
TAISコード	
00054-000070	
重さ：8.2kg	

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---

### 追加手すり

モルデン



バディーⅦに手すりを追加して、左右に設置することもできます。

商品番号	
27-6385-1	
JANコード	
4905741903688	
アームレストサイズ：幅15×奥行28cm	

月極レンタル価格	円
----------	---

ご利用者負担額	円
---------	---

特殊寝台・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト・つり具